

Cánulas de traqueotomía sin balón para pacientes pediátricos Bivona® portex®



Destacan por su comodidad y facilidad de uso.

Las cánulas sin balón Bivona® para pacientes pediátricos se han diseñado para ofrecer la máxima comodidad al paciente gracias a su estructura de silicona suave y flexible. El material de la cánula de silicona es hidrófobo e hipo alergénico, lo que hace posible que la cánula sea delicado con los tejidos y fácil de limpiar.

Ideal para pacientes pediátricos cuando es necesario que estos hablen y la filtración de las vías respiratorias no supone ningún problema.

La silicona de la cánula permanece suave y flexible en la tráquea, lo que incrementa el área de movimiento en comparación con las cánulas fabricados con un material más rígido.

El cuerpo reforzado con alambre sirve para minimizar el riesgo de acodamiento de la cánula.

Opciones de ribetes de cuello en V o recto que mejoran el ajuste y la comodidad.

Las cánulas Bivona® están diseñadas para proporcionar acceso directo a las vías respiratorias en un paciente traqueostomizado durante 29 días como máximo, y en un mismo paciente pediátrico se puede reprocessar hasta cinco veces.

Cánulas de Traqueostomía Bivona® Pediátrica sin Balón con Aleta de Sujeción en "V"

CODIGO	TAMAÑO	DI	DE	LONGITUD DE CANULA
60P040	4,0 mm	4,0 mm	6,0 mm	41,0 mm
60P050	5,0 mm	5,0 mm	7,3 mm	44,0 mm
60P055	5,5 mm	5,5 mm	8,0 mm	46,0 mm

Envasado estéril individualmente con obturador, cinta de sujeción y cuna de desconexión



Calle Las Camelias 735, Of.: 201, San Isidro, Lima-Perú
Tfns.: (+511) 440-2480/421-9374/441-0661/ (+51)994-044126
ferprosa@ferprosa.com
www.ferprosa.com
ferprosa sa